



SAFE LOCK REGULATOR

IV ADMINISTRATION INFUSION SET



안전성

- 잠금 시 최대 유량 이상 주입 방지
- 약물 과주입으로 인한 문제 발생 최소화
- 의료진 외 임의 조작 방지



사용성

- 손 쉬운 사용
- 원터치 잠금
- 잠금 해제 및 재 잠금 가능



호환성

- 다양한 부품 적용 가능
- 다양한 수액 세트 적용 가능
- 다양한 약물 적용 가능

(주)메디라인액티브코리아

본 사 | 경기도 안산시 단원구 원포공원 1로 70, 407, 408호 (초지동, 키즈타워 1)
TEL : 031 - 485 - 9402 | FAX : 031 - 485 - 9403

서울사무소 | 서울특별시 금천구 가산디지털 1로 219, 1401호(가산동, 벽산디지털밸리6차)
TEL : 02 - 2627 - 3530 | FAX : 02 - 2627 - 3534



Medi Line Active Korea



주사기가 필요 없어 편리한

INFU-GREEN PLUS KIT / NATURE KIT

안전성

- 약물 조제 시 조작 최소화
- 바늘 자상사고 최소화
- 개별 멸균으로 보다 안전한 약물 조제 가능
- 정맥 내 점적 주사 시 이물질 및 공기 등 체내 유입 최소화
(수액 세트 한 벌 구성 제품에 한함)



편의성

- 손쉬운 사용과 폐기 가능
- 정맥 내 점적 주사 처치 준비 간소화 가능
(수액 세트 한 벌 구성 제품에 한함)



호환성

- 기존 원내에서 사용 중인 수액 백과 수액 병 호환 가능
- 다양한 약물 호환 가능

(주)메디라인액티브코리아

본 사 | 경기도 안산시 단원구 원포공원 1로 70, 407, 408호 (초지동, 키즈타워 1)
TEL : 031-485-9402 | FAX : 031-485-9403

서울사무소 | 서울특별시 금천구 가산디지털 1로 219, 1401호(가산동, 벽산디지털밸리6차)
TEL : 02-2627-3530 | FAX : 02-2627-3534



Medi Line Active Korea



INFU-GREEN PLUS/NATURE SET LOCK CLAMP



안정성

- ✓ 잠금 시 최대 유량 이상 주입 방지
- ✓ 약물 과주입 발생 최소화
- ✓ 의료진 외 임의 조작 방지



사용성

- ✓ 손 쉬운 사용
- ✓ 원터치 잠금 및 해제
- ✓ 잠금 해제 및 재 잠금 가능



호환성

- ✓ 다양한 부품 적용 가능
- ✓ 다양한 수액 세트 적용 가능
- ✓ 다양한 약물 적용 가능



Medi Line Active Korea



INFU-GREEN PLUS / NATURE SET / NATURE SET F1

1.2 μ m TDF



안정성

- Air, Particle, C.albicans 등 여과
- 저단백결합 기능 보유
- 약물 및 혈액 역류 최소화



사용성

- 빠른 유속 및 막힘 개선 ★
- 필터 내구성 강화 ★
- 손쉬운 사용

★ 기존 자사 제품 대비



호환성

- 완전 비경구 영양제제 사용 가능
- 다양한 부품의 선택 가능
- 다양한 재질의 선택 가능



Medi Line Active Korea